

Relax Housse de maintien FR 2-pièces - Anthracite - Bleu claire - 200 x 90 cm



Art: 381705 | Marque: RELAX

530,20 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

La housse de maintien 2 en parties offre, par rapport aux sangles de fixation, une certaine liberté au patient. On se sent comme dans un sac de couchage, ce qui donne une sensation agréable au patient. La housse de maintien en 2 parties FR est pratique pour les patients très agités avec qui il y a un risque de tirer le matelas. La housse de maintien en 2 parties Fire Resist possède une propriété ignifuge permanente et le tissu est solide et résistant à la déchirure. La première partie (anthracite) de la housse de maintien 2 pièces est sur le sommier, sous le matelas et est fixée à l'aide d'une fermeture éclair à la deuxième partie (bleu claire) se trouvant au dessus du matelas. La partie supérieure peut être détachée séparément pour l'entretien, alors que la partie inférieure reste sous le matelas. La partie supérieure peut aussi être commandée séparément. La housse de maintien 2-pièces a des manches courtes. **MATERIEL:**

- Deuxième partie (Housse 34,5% coton - 31% pes - 22,5% modacryl - 12% viscose)
- Propriété ignifuge permanente
- Fermeture à glissière spirale ignifugée
- Lavable à 60° (première fois mieux laver à 40 °)
- Sous-couche (sous le matelas) : Polyester
- Fermeture à glissière spirale ignifugée
- Lavable à 60° (première fois mieux laver à 40 °)

Couleur : Partie supérieure bleu claire - sous-couche anthracite **Options possibles, à demander par email :**

- Manches longues ou demi-longues
- Ouverture avec fermeture éclair sur les 2 cotés (passage de sondes et tubes)
- Tirettes épaupe
- Cadenas en laiton 25mm