

Chevillère Push ortho Aequi Junior

Art: 232200 | Marque: **PUSH**



89,30 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

La Chevillère Push ortho Aequi Junior (ou simplement Aequi Junior) offre un bon équilibre entre soutien mécanique et confort pratique en cas de blessure (sub)aigüe ou chronique à la cheville. La chevillère a été conçue pour des enfants de 6 à 12 ans (avec une pointure d'environ 30-36). L'Aequi Junior stabilise l'articulation de la cheville aussi bien pendant l'inversion que pendant l'éversion, et aussi bien en position neutre que fléchie. La liberté de déroulement du pied est suffisante afin de permettre une marche normale. Le fonctionnement de la chevillère est optimal lorsqu'elle est portée dans une chaussure fermée (à lacets). La coquille, qui constitue la base du bandage, fournit à la cheville un soutien optimal tout en combinant simplicité et confort. Les sangles diagonales, en matière non élastique, garantissent un soutien mécanique adéquat tandis que les sangles élastiques effectuent la pression correcte. **INDICATIONS**

- Lésion aiguë des ligaments de la cheville : traumatisme interne et externe

- Stabilisation de fractures de la cheville traitées de manière conservatrice ou chirurgicale
- Instabilité (résiduelle)
- Prévention secondaire des lésions ligamentaires de la cheville

- + Convient aux enfants âgés de 6 à 12 ans.
- + Bon équilibre entre un bon support mécanique et le confort.
- + Peut être porté à gauche ou à droite.
- + Assure à la fois la compression et le soutien mécanique.
- + Facile à mettre en place.
- + Fonctionne aussi bien avec que sans chaussure.
- + Orthèse ouverte, pas d'enfilage, design fin.

- Vérifiez toujours la circonférence du talon et du cou-de-pied, et pas seulement la taille de la chaussure.