

Poulie épaules set - MoVeS - tissu

Art: 529020 | Marque: MOVES



12,80 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Le set épaule MoVeS, très facile d'utilisation, est un produit utilisé dans le cadre de la prévention et revalidation des problèmes des épaules pour entraîner la mobilité. Le système est fait d'une corde, de deux poignées, d'une poulie et d'un ancrage pour la porte. Pour le fixer, il suffit de mettre l'ancrage au-dessus de la porte et la fermer. Les cordes sont réglables en longueur grâce aux poignées griffées.