

Chevillère Push med Aequi Flex G1

Art: 222211 | Marque: **PUSH**



58,45 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

La Push Aequi Flex se distingue par sa souplesse supplémentaire et sa pression sur toute la zone affectée. La chevillère possède une coquille souple élargie recouvrant la cheville et garantissant une pression répartie de manière uniforme. L'Aequi Flex est très efficace en cas de traitement de blessures aiguës au niveau de la cheville. Le soutien rigide se situe exclusivement sur la partie médiale de la cheville et présente une cavité au niveau de la malléole. La position de la sangle fonctionnelle peut facilement être adaptée selon le niveau de l'enflure dans la phase aiguë ou subaiguë. On peut procurer une pression supplémentaire à la cheville en adaptant individuellement deux sangles élastiques. Cela fait que le mouvement d'inversion et d'éversion est limité tout en permettant le libre déroulement du pied. Ce qui signifie que le mouvement normal du pied lors de la marche n'est pas compromis. L'utilisation de matériel souple garantit à l'utilisateur un ajustement et un confort optimaux. **INDICATIONS**

- Traitement de lésions aiguës des ligaments latéraux de la cheville
- Traitement des fractures de la cheville suite à un traitement opératoire ou conservateur
- Instabilité (résiduelle) sérieuse
- Arthrose avec instabilité
- Prévention secondaire des lésions des ligaments de la cheville

- + Orthèse ouverte, pas d'enfilage, design fin.
- + Offre un soutien mécanique élevé à la cheville.
- + La coque flexible assure une pression équilibrée autour de la cheville.
- + Particulièrement utile en cas de blessure aiguë de la cheville.
- + Bonne adaptation : le support rigide est situé à l'intérieur de la cheville et présente une

découpe au niveau de la malléole.

- + S'adapte au gonflement/dégonflement de la cheville.
- + Facile à mettre.

- L'orthèse doit être portée dans la chaussure pour obtenir un soutien correct.