

WiTouch Pro bluetooth - TENS

Art: 575851 | Marque: WITOUCH



103,77 € ~~115,27 €~~

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Le WiTouch Pro est un unique appareil TENS sans fil, spécifiquement conçu pour le traitement des douleurs lombaires, fonctionnant sur piles. Ce traitement contre la douleur n'utilisant pas de médicaments, fait que le WiTouch Pro est adapté pour une utilisation quotidienne. L'appareil se 'colle' – discrètement - sur le bas du dos grâce à 2 coussinets en gel (remplaçables) qui conduisent le courant. Le patient n'est jamais gêné dans ses mouvements. **MÉCANISME ANTALGIQUE** La stimulation électrique actuelle bloque les signaux de douleur envoyés au cerveau et est responsable de la production d'endorphines. **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES**

- appareil très flexible qui établit un contact parfait avec le bas du dos.
- commande sans fil par bluetooth mise en marche, arrêt, augmentation ou baisse de l'intensité, consulter l'historique, se fait par une application sur un smartphone (iOS & Android).
- fourni avec 3 paires de coussinets en gel qui peuvent être réutilisés (les coussinets peuvent

ensuite être commandés séparément par 5 paires).

- 2 piles AAA sont incluses (env. 150 traitements de 30').

PROGRAMMES

- l'appareil lance un programme de 30 min. de manière autonome.
- 4 programmes antalgiques permettent de sélectionner le programme le plus adéquat.
 - programme avec 3 modulations de fréquence : haut - bas- haut (standard).
 - programme haute fréquence.
 - programme basse fréquence.
 - programme combiné fréquence basse - haute.
- l'intensité est continuellement réglable afin de l'adapter au niveau de la douleur.
 - 15 niveaux d'intensité.