

## Push ortho AFO D2

Art: 232322 | Marque: **PUSH**



**283,10 €**

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

Le Bandage Push AFO offre un excellent soutien au pied lors de la marche. Grâce à la conception innovante du bandage, vous retrouvez une démarche naturelle, et pouvez à nouveau vous déplacer en toute sécurité. Le Push AFO est une orthèse plantaire qui combine plusieurs fonctions : soulever le pied durant la phase oscillante, limiter la flexion plantaire après la phase de réception, et relâcher les muscles lors du déroulement du pied. En outre, il garantit une stabilité latérale de la cheville. **INDICATIONS**

- Diminution du contrôle des muscles fléchisseurs du pied durant les phases oscillante et d'amortissement, avec éventuellement une instabilité au niveau de la cheville.
- Affections où l'on note des troubles des muscles fléchisseurs du pied : AVC, hernie, sclérose en plaques, syndrome post-poliomyélite, dystrophie musculaire, lésion de la moelle épinière.
- Atteinte SPE.

### CONTRE-INDICATIONS

- Trouble ou manque de contrôle au niveau des muscles du mollet, spasticité moyenne à sévère, degré extrême du pied équin, déformations du pied.
- 
- + Léger.
  - + Aucun point de pression grâce à la coque flexible.
  - + Rend la marche efficace et sûre.
  - + La démarche naturelle est maintenue.
  - + Réglage individuel de la sangle autour du mollet et de la longueur de la plante du pied.
  - + Facile à porter sous les vêtements (pantalons).
  - + Les sangles permettent une adaptation du soutien du pied ainsi qu'un support au varus/valgus.
  - + Très confortable, peu de matériau rigide.
  - + Lavable en machine.
- 
- En raison de son volume, l'orthèse se porte de préférence dans une chaussure de sport à lacets.
  - En cas de spasticité et de déformations, choisissez un autre type d'orthèse plantaire.