

Chevillère Kicx Push Sports L Gauche

Art: 242113 | Marque: **PUSH SPORTS**



79,10 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

La Chevillère Push Sports Kicx offre la meilleure protection possible contre les luxations de la cheville pendant la pratique du sport. La Chevillère Push Sports Kicx est idéale aussi bien pour la reprise de l'entraînement que pour prévenir les blessures récurrentes en cas d'instabilité de la cheville. Les bandes fonctionnelles qui se croisent à l'extérieur de la cheville assurent une limitation efficace de l'inversion. Les bandes sont attachées à la partie renforcée intérieure du bandage et se déroulent de manière anatomique, vers l'extérieur de la cheville. En cas d'inclinaison du pied vers l'intérieur, les bandes se tendent et empêchent la cheville de se fouler. La pratique du sport reste tout à fait possible, car la Chevillère Push Sports Kicx permet la flexion plantaire et dorsale de l'articulation de la cheville. Le matériau élastique à performances élevées s'adapte à la morphologie de la cheville et apporte une pression confortable au niveau de l'articulation. Le bandage est ultrafin et peut donc parfaitement être porté dans des

chaussures de sport étroites. Pour un confort optimal, le bandage peut être porté au-dessus d'une fine chaussette. Pour être utile, la Push Sports Kicx doit toujours être portée dans une chaussure. **PROPHY-X** Un système préventif de bandes « Prophy-X » se trouve à l'extérieur de l'articulation de la cheville, avec deux bandes qui se croisent. La bande Prophy-X dorsale (arrière) est perpendiculaire à l'axe de rotation inversion/éversion et empêche l'inclinaison du pied vers l'intérieur (entorse). La bande Prophy-X ventrale (avant) sert de contrepoids et résiste à la force qui est exercée sur la bande dorsale. Les bandes Prophy-X se croisent dans l'axe de rotation de l'articulation tarso-métatarsienne supérieure et n'empêchent donc pas le déroulement du pied. **INDICATIONS**

- Pour prévenir les entorses récurrentes de la cheville
- En cas d'instabilité de la cheville
- + Stabilise l'articulation de la cheville grâce au système de sangles Prophy-X, basé sur des techniques professionnelles de taping
- + Ultra fin et super léger
- + Une sensation agréable de maintien grâce à une bonne adaptation et une pression réglable
- + Conserve le ressenti du ballon et laisse intacte la liberté de mouvement propre au sport
- + Adaptée à la chaussure de foot
- Doit être porté dans une chaussure (de sport)
- Pour un confort optimal, portez une chaussette fine en dessous