

Relax Support Coton - blanc - 58 x 28 cm

Art: 380800 | Marque: RELAX



33,30 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Coussin rectangulaire pour le soutien d'un bras ou d'une jambe. Dimensions: 58 x 28 cm.

DISPONIBLE EN 2 VERSIONS :

- Coton (100% coton)
- Bi-Tec (45% PE - 55% PU) : un matériau qui est ignifugé et étanche à l'eau. Bi-tec est très respirant et en plus a une très bonne résistance aux acariens.

CONTENU: Tous les coussins sont remplis de microbilles en polyester remplies d'air à haute pression. La structure à grains ronds permet une bonne circulation de l'air dans le coussin. Ces billes sont très durables, indéformables, écologiques, ignifugées et préviennent les acariens.