

Attelle de Poignet Push med SPLINT D4

Art: 221224 | Marque: **PUSH**



76,00 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

L'Attelle de poignet Push med Splint permet à l'articulation du poignet de se reposer sans limiter la fonctionnalité de la main. L'attelle de poignet peut facilement s'ajuster d'une seule main autour de l'avant-bras. Un ajustement circulaire, non élastique, fait en sorte que le bandage de poignet s'ajuste précisément à l'anatomie de l'articulation du poignet. De cette manière, la flexion palmaire est limitée et la main reste opérationnelle.

Technologie Sympress™ Le bandage est fabriqué en Sympress™, un matériel confortable de grande qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. L'Attelle de Poignet Push med Splint est facile à appliquer et peut être lavé sans précaution particulière. **INDICATIONS**

- Douleurs lancinantes aux extenseurs du poignet persistantes malgré la thérapie
- Symptômes rhumatoïdes de modérés à graves
- Syndrome du tunnel carpien

- LMR (lésions dues aux mouvements répétitifs)
 - + L'orthèse est conçue pour être appliquée facilement d'une seule main.
 - + L'attelle en matière thermoplastique peut être remodelée.
 - + Place la main dans une position fonctionnelle, idéale pour le syndrome du canal carpien.
 - + Laisse l'articulation du poignet légèrement mobile.
- Pas de renfort dorsal.
- Moins efficace pour les lésions de l'avant-bras.