

Diaphane CL 2 AG XL+ l C Dune SGT

Art: 813496 | Merk: SIGVARIS



€ 84,50

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Medische Compressiekous KLASSE 2 AG (lieskous) voor dames.

Semi-Transparent (Diaphane) combineert therapeutische effectiviteit, comfort, esthetiek en duurzaamheid.

Seizoenen/Gebruik: Alle seizoenen dankzij een uitgebreide kleurkeuze. Kan dagelijks gedragen worden.

Samenstelling: Polyamide 62% - Elasthaan 30% - Polyester 8% - Silicone

Indicaties:

- Zware benen
- Spataderen
- Na sclerotherapie of operatie aan de spataderen
- Veneus oedeem
- Oppervlakkige en diep veneuze trombose
- Na genezing van een ulcus cruris venosum
- Lymfoedeem
- Trofische stoornissen
- Preventie van post-trombotisch syndroom (2 jaar)
- Zwangerschap en post partum (bij gekende veneuze insufficiëntie)

Mogelijke retouches:

- PO : Pied ouvert (schoenmaat doorgeven)
 - POT: open teen met extra materiaal - voor normale lengte vanaf schoenmaat 40, voor lange lengte vanaf schoenmaat 41 (schoenmaat doorgeven)
 - REV: Verwijderen dijband (dijomtrek doorgeven)
 - AF: Omtrek dijband verminderen - niet mogelijk op MIN maten (dijomtrek doorgeven)
 - LG: Lengte kous inkorten (In te korten lengte doorgeven - max. 5 cm)
-
- + Beschikbaar in CCL 1 en 2
 - + Elegante, semi-transparante kous
 - + Uitgebreide maattabel met standaard-, plus- en minmaten
 - + Alle modellen beschikbaar
 - + Dagelijks comfort voor elk seizoen
-
- Niet opaak
 - Fijner geweven en daardoor iets fragieler