

Push med elleboogbrace 3

Art: 227203 | Merk: **PUSH**



€ 124,60

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De Push med Elleboogbrace biedt een traploos instelbare extensiebeperking voor het elleboog gewricht. Hierdoor wordt overstrekken voorkomen. De gewenste mate van beperking is eenvoudig met één hand in te stellen. Het bandsysteem is bestand tegen hoge trekkrachten in verschillende hoeken en daarmee zeer functioneel. De goede anatomische pasvorm en de siliconenapplicatie bevorderen het positiebehoud van de brace tijdens beweging. De brace is comfortabel en licht van gewicht. De basis is mede dankzij een rits eenvoudig aan en uit te trekken. **Sympress™ Technologie** De brace is gemaakt van Sympress™, een hoog kwalitatief comfortabel materiaal. Het product voelt zacht aan en biedt de gebruiker een comfortabel en beschermd gevoel. De Push med Elleboogbrace is eenvoudig aan te leggen en kan zonder problemen gewassen worden.

INDICATIES

- Impingement bij overstrekking (kapselinklemming)

- Aanhoudende klachten na elleboogontwrichting en/of -breuken
 - Degeneratieve aandoeningen in ellebooggewricht
-
- + Traploos instelbare extensiebeperking.
 - + Comfortabel en licht van gewicht.
 - + Siliconenapplicatie zorgt voor goed positiebehoud.
-
- Geeft geen flexiebeperking.