

Relax Verpleegdeken Fr 2-Delig - 200 x 90 cm - lichtblauw - anthraciet



Art: 381705 | Merk: RELAX

€ 530,20

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Het 2-delig verpleegdeken of fixatiedeken voorkomt dat uw cliënt uit het bed valt. Het verpleegdeken biedt in tegenstelling tot de gebruikelijke onrustriem enige vrijheid. Het voelt aan als een slaapzak. Het 2 delig verpleegdeken FR is geschikt voor zeer onrustige patiënten waar er een risico is dat de patiënt de matras om trekt. Het 2-delig verpleegdeken Fire Resist heeft een permanente brandvertragende eigenschap en het stof is sterk en scheurbestendig. Bij het Relax 2-delig verpleegdeken wordt het ene deel (anthraciet onderdoek) bevestigd aan de bedbodem, onder de matras en dichtgeritst aan het deel (lichtblauw) dat boven de matras zit. Het bovenste deel kan apart worden afgeritst voor reiniging, terwijl het onderste deel gewoon onder de matras blijft steken. Het bovendeel is ook apart te verkrijgen. Het 2-delig verpleegdeken heeft korte mouwen.

UITVOERING:

- Bovendeel (verpleegdeken): 34,5% katoen - 31% pes - 22,5% modacryl - 12% viscose
- Permanente brandvertragende eigenschap
- Fire Resist spiraal rits
- Wasbaar op 60; (eerste maal best wassen op 40;)
- Onderdoek (onder de matras): Polyester
- Fire Resist spiraal rits
- Lavable ^ 60; (première fois mieux laver ^ 40 ;)

Kleur: bovendeel lichtblauw - onderdoek anthraciet **Mogelijke opties aan te vragen via email:**

- Lange of halflange mouwen
- zijritsen 10 cm (toegang voor buisjes en sondes)
- schouderritsen
- messing hangslotje 25mm

Kleur: zwart/lichtblauw, brandvertragende stof.