

Push med enkelbrace Aequi Flex L1

Art: 222211 | Merk: **PUSH**



€ 58,45

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De Push med Enkelbrace Aequi Flex onderscheidt zich in een hoge mate door extra souplesse en druk in het letselgebied. De brace heeft een vergrote flexibele schaal die het letsel bedekt en zo voor een evenwichtige verdeelde druk zorgt. De Aequi Flex is dan ook bijzonder goed inzetbaar bij de behandeling van acuut enkelletsel. De rigide ondersteuning bevindt zich uitsluitend aan de mediale zijde van de enkel en heeft een uitsparing aan de malleolus. De functionele band kan eenvoudig worden ingesteld, afhankelijk van de mate van zwelling in de (sub-)acute fase. Aanvullend wordt druk geboden door de twee elastische banden rondom het gewricht individueel in te stellen. De inversie- en eversiebeweging wordt adequaat beperkt, terwijl er voldoende bewegingsvrijheid voor plantair- en dorsaalflexie overblijft. Daardoor wordt de normale beweging van de voet tijdens het lopen niet beperkt. Het gebruik van flexibele materialen garandeert een optimale passing en comfort voor de gebruiker. **INDICATIES**

- Behandeling van acute laterale enkelbandlaesies
- Nabehandeling van conservatief of operatief behandelde enkelfracturen
- Ernstige (rest)instabiliteit
- Artrose met instabiliteit
- Secundaire preventie van enkelbandletsel

- + Open instap, slank design.
- + Geeft een hoge mechanische steun aan de enkel.
- + Flexibele schaal geeft een evenwichtig verdeelde druk rond de enkel.
- + Bijzonder goed inzetbaar bij een acuut enkelletsel.
- + Goede pasvorm: de rigide steun bevindt zich aan de binnenzijde van de enkel en heeft een

uitsparing aan de malleolus.

- + Past zich aan aan de zwelling van de enkel.
- + Eenvoudig aan te leggen.

- De brace moet in de schoen gedragen worden om de juiste steun te verkrijgen.