

Expert F CL 2 AD XS n C Noir

Art: 809446 | Merk: SIGVARIS



€ 66,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Medische Compressiekous KLASSE 2 AD (kniekous).

Medische compressie bovenaan klasse 2 en een hoog gebruiksgemak maken van EXPERT dé kous voor behandelingen van veneuze ziekten in een gevorderd stadium.

Seizoenen/Gebruik: Behandeling voor dagelijks gebruik op lange termijn.

Samenstelling Polyamide 58% - Elasthaan 42%

Indicaties

- Zware benen
- Spataderen
- Na sclerotherapie of operatie aan de spataderen
- Veneus oedeem
- Oppervlakkige en diep veneuze trombose
- Na genezing van een ulcus cruris venosum

- Lymfoedeem
- Trofische stoornissen
- Preventie van post-trombotisch syndroom (2 jaar)
- Zwangerschap en post partum (bij gekende veneuze insufficiëntie)

Mogelijke retouches

- PO : Pied ouvert (schoenmaat doorgeven)
 - POT: open teen met extra materiaal - voor normale lengte vanaf schoenmaat 40, voor lange lengte vanaf schoenmaat 41 (schoenmaat doorgeven)
 - PFL: gesloten teenstuk verlengen (schoenmaat doorgeven)
 - LG: Lengte kous inkorten (In te korten lengte en kuitomtrek doorgeven)
-
- + Specifiek ontworpen voor behandeling van gevorderde veneuze aandoeningen
 - + Soepele voorvoet
 - + Glad en hydrofoob textiel reduceert wrijving bij aantrekken
-
- Niet transparant
 - Minder geschikt voor zware transpiratie