

Push ortho enkelbrace Aequi R1

Art: 232121 | Merk: **PUSH**



€ 116,90

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De Push ortho Enkelbrace Aequi is een efficiënte enkelorthese die een goede balans biedt tussen krachtige mechanische ondersteuning van de instabiele enkel en draagcomfort. De rigide ondersteuning bevindt zich uitsluitend aan de mediale zijde van de enkel en heeft een uitsparing aan de malleolus. De laterale zijde is gemaakt van voorgevormd schuim, dat zich eenvoudig aanpast aan de individuele vorm van de enkel. De brace wordt gesloten door een diagonale band. De elastische banden brengen druk aan rond de enkel. De Push Aequi is inzetbaar bij functionele behandeling van enkelletsel en voor langdurig gebruik bij chronische instabiliteit. De inversie/ eversie beweging (naar buiten en binnen kantelen van de voet) wordt beperkt, terwijl plantaire dorsaal flexie (buigen en strekken) in voldoende mate vrij gelaten wordt, waardoor geen hinder bij het afrollen van de voet ondervonden wordt. De Push Aequi wordt over de sok gedragen. Optimale stabilisatie wordt gerealiseerd wanneer de brace in een gesloten

(veter)schoen gedragen wordt. **INDICATIES**

- Ernstige (rest)instabiliteit (bij zware belasting)
- Behandeling van acute laterale enkelbandlaesies
- Nabehandeling van conservatief of operatief behandelde enkelfracturen
- Artrose met instabiliteit zonder vochtvorming
- Secundaire preventie van een enkelbandlaesie (bij zware belasting zonder vochtvorming)

+ Open instap, slank design.
+ Geeft een hoge mechanische steun aan de enkel.
+ Inzetbaar bij chronische enkelaandoeningen.
+ Goede pasvorm: de rigide steun bevindt zich aan de binnenzijde van de enkel en heeft een uitsparing aan de malleolus.

- + Stevige diagonale band.
- + Eenvoudig aan te leggen.

- De brace moet in de schoen gedragen worden om de juiste steun te verkrijgen.