

Push med polsbrace Splint L2

Art: 221212 | Merk: **PUSH**



€ 76,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De Push med Polsbrace Splint biedt rust aan het polsgewricht, zonder daarbij de handfunctie te beperken. De brace is eenvoudig met één hand rond de onderarm, het polsgewricht en de hand te sluiten. Een circulaire, niet-elastische verbinding zorgt ervoor dat de navormbare spalk nauw aansluit op de anatomie van het polsgewricht. Op deze manier is de palmair-flexie beperkt en wordt de hand in een functionele stand geplaatst.

Sympress™ Technologie De brace is gemaakt van Sympress™, een hoog kwalitatief comfortabel materiaal. Het product voelt zacht aan en biedt de gebruiker een comfortabel en beschermd gevoel. De Push med Polsbrace Splint is eenvoudig aan te leggen en kan zonder problemen gewassen worden. **INDICATIES**

- Therapie-resistente overbelastingsklachten van de pols extensoren
- Matige tot ernstige reumatische klachten
- Carpaal tunnelsyndroom

- RSI

- + Aanleggen van de brace is zo ontworpen dat dit makkelijk lukt met één hand.
- + Spalk in thermoplastisch materiaal kan bijgevormd worden.
- + Zet de handpositie in een lichte overstrekking, ideaal voor Carpaal tunnelsyndroom.
- + Laat het polsgewricht licht beweeglijk.
- Geen dorsale versteviging.
- Minder doeltreffend bij aandoening aan de onderarm.