

Expert F CL 2 AG XS n C Ocre

Art: 809507 | Merk: SIGVARIS



€ 101,50

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Medische Compressiekous KLASSE 2 AG (lieskous).

Medische compressie bovenaan klasse 2 en een hoog gebruiksgemak maken van EXPERT dé kous voor behandelingen van veneuze ziekten in een gevorderd stadium.

Seizoenen/Gebruik: Behandeling voor dagelijks gebruik op lange termijn.

Samenstelling: Polyamide 56% - Elasthaan 44% - Silicone

Indicaties:

- Zware benen
- Spataderen
- Na sclerotherapie of operatie aan de spataderen
- Veneus oedeem
- Oppervlakkige en diep veneuze trombose
- Na genezing van een ulcus cruris venosum

- Lymfoedeem
- Trofische stoornissen
- Preventie van post-trombotisch syndroom (2 jaar)
- Zwangerschap en post partum (bij gekende veneuze insufficiëntie)

Mogelijke retouches:

- PO : Pied ouvert (schoenmaat doorgeven)
- POT: open teen met extra materiaal - voor normale lengte vanaf schoenmaat 40, voor lange lengte vanaf schoenmaat 41 (schoenmaat doorgeven)
- PFL: gesloten teenstuk verlengen (schoenmaat doorgeven)
- REV: Verwijderen dijband (dijomtrek doorgeven)
- AF: Omtrek dijband verminderen - niet mogelijk op MIN maten (dijomtrek doorgeven)
- LG: Lengte kous inkorten (In te korten lengte doorgeven - max. 5 cm)

+ Specifiek ontworpen voor behandeling van gevorderde veneuze aandoeningen

+ Soepele voorvoet

+ Glad en hydrofoob textiel reduceert wrijving bij aantrekken

- Niet transparant

- Minder geschikt voor zware transpiratie