

Relax Standaard XL kussen katoen - 260 x 32 cm - wit ADVYS

Art: 380900 | Merk: RELAX

€ 102,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Multifunctioneel kussen.

- Biedt ondersteuning, comfort en een geborgen gevoel voor jong en oud.
- Beperkt de spasticiteit bij ouderen.
- Zorgt voor een goede positionering, voorkomt decubitus.

BESCHIKBAAR IN 2 AFMETINGEN:

- 210 x 30 cm
- 260 x 32 cm =XL-versie voor personen vanaf 1m80.

BESCHIKBAAR IN 2 UITVOERINGEN:

- Katoen (100% katoen)
- Bi-Tec (45% PE - 55% PU): een materiaal dat brandvertragend en waterdicht is. Bi-tec is sterk ademend en bovendien prima bestand tegen huisstofmijt.

VULLING: Alle Relax kussens zijn gevuld met mini-polyester bolletjes die onder hoge druk gevuld zijn met lucht. De ronde korrelstructuur zorgt voor voldoende luchtcirculatie in het kussen. Deze korrels zijn zeer duurzaam, vormvast, milieuvriendelijk, brandvertragend en voorkomen huisstofmijt.

