

Push Sports Duimbrace S Rechts

Art: 241321 | Merk: **PUSH SPORTS**



€ 51,50

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De Push Sports Duimbrace biedt uitkomst bij aanhoudende pijn aan de duim als gevolg van overstrekking van het middelste duimgewricht (MCP-1) door bijvoorbeeld een bal- of skiongeval. De duimbrace stabiliseert het gewricht waardoor de betreffende gewrichtsbanden de kans krijgen om te genezen. Het duimkapje beschermt de pijnlijke duim tegen impact van bijvoorbeeld een bal. De banden aan de brace zijn individueel instelbaar zodat de gebruiker zelf kan bepalen in hoeverre de strekbeweging van de duim beperkt dient te worden. Tevens ondervangen de banden de speling die door beschadiging van de gewrichtsbanden is ontstaan. Het bandsysteem verloopt kruislings en biedt zijwaartse ondersteuning aan het middelste duimgewricht. De overige duimgewrichten en de pols behouden hun bewegingsvrijheid. De duimbrace houdt de handpalm vrij en past goed onder een keepers- of skihandschoen. **INDICATIES**

- Bij een skiduim: verrekking of inscheuring van de gewrichtsband van het middelste

duimgewricht (MCP-1)

- Bij overstrekkings- of ontwrichting van het middelste duimgewricht (MCP-1)
- Bij instabiliteit in het middelste duimgewricht (MCP-1)

+ Biedt effectieve ondersteuning na overstrekkings- of ontwrichting van het middelste duimgewricht

- + Biedt een individueel instelbare bewegingsbeperking
 - + Heeft een uitstekend positiebehoud
 - + Houdt de handpalm vrij voor goede grip en goed balgevoel
 - + Eenvoudig met één hand te sluiten
 - + Past in een keepers- of skihandschoen
 - + Het kapje beschermt de pijnlijke duim tegen impact van bijvoorbeeld een bal
- Niet geschikt voor CMC-1 arthrose