

Sonde anaal - Qines - wit

Art: 500904 | Merk: QINES



€ 41,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

- De anale sonde van Qines is een anale stimulatiesonde met 2 mm aansluiting, wit.
- Geschikt voor elektrostimulatie en feedback.

Hoe sondes reinigen? Gezien het persoonlijke en intieme karakter van incontinentiesondes is het aanbevolen dat iedere patiënt zijn eigen probe aankoopt. Om de sondes te ontsmetten adviseren wij TRISTEL DUO ULT (art. 500.906), een medisch desinfectiemiddel dat voldoet aan de Richtlijn voor medische hulpmiddelen IIb (CE-markering). Stop de sonde terug in de verpakking.