


Push Sports Elleboogbrace

Art: 247100 | Merk: **PUSH SPORTS**



€ 28,80

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De Push Sports Elleboogbrace is dé oplossing bij een tennis- of golfersarm. Door een plotselinge te zware belasting is de peesaanhechting van de onderarmspieren aan de elleboog overbelast en pijnlijk. De elleboogbrace oefent middels een pelotte druk uit op de specifieke onderarmspieren en ontlast hiermee de aangedane peesaanhechting van deze spieren aan de elleboog. De druk bouwt geleidelijk op door het veerkrachtige materiaal van de pelotte en een klein elastisch onderdeel aan de band. Dit vermindert pijnklachten waardoor er met een zeker gevoel gesport kan worden. **INDICATIES**

- Bij een tennisarm (epicondylitis lateralis): een blessure door overbelasting van de strekkers van de pols met de aanhechting aan de buitenkant van de elleboog
- Bij een golfersarm (epicondylitis medialis): een blessure door overbelasting van de buigers van de pols met de aanhechting aan de binnenkant van de elleboog

[Bekijk hier productvideo NL](#)

- + Vermindert pijnklachten bij tennis- of golfersarm
- + Biedt een aangename individueel instelbare druk
- + Ontlast de geïrriteerde, overbelaste peesaanhechting
- + Optimaal positiebehoud bij aanleggen en gebruik
- + Gemakkelijk zelf aan te leggen