

Push Sports Kniebrace XL

Art: 243104 | Merk: **PUSH SPORTS**



€ 101,80

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Een licht instabiel gevoel aan de knie? Behoeftte aan extra ondersteuning tijdens sport? Restklachten na een meniscusoperatie of bandletsel? De Push Sports Kniebrace biedt uitkomst. De kniebrace ondersteunt de knie op bijzondere wijze middels bladveerscharnieren aan weerszijden van de knie. Beweging in zijwaartse richting wordt tegengegaan, buigen en strekken van de knie wordt daarentegen niet gehinderd. Door de toepassing van deze vorm van scharnieren wordt het kniegewricht uitstekend gestabiliseerd zonder dat je tijdens het sporten wordt belemmerd. De U-vormige pelotte in de brace is rondom de knieschijf gepositioneerd en draagt bij aan het stabiliseren van de patella. De kniebrace heeft een uitstekende pasvorm en is zeer slank, waardoor de brace perfect onder sportkleding gedragen kan worden. **INDICATIES**

- Bij instabiliteitsgevoel
- Bij restinstabiliteit na letsel aan de kniebanden

- Bij artrose met lichte instabiliteit
 - Bij patellofemoraal pijnsyndroom: pijnklachten rondom de knieschijf
 - Bij meniscusletsel
-
- + Biedt ondersteuning in zijwaartse richting bij instabiliteit van het kniegewricht
 - + Individueel instelbare druk rondom de knie
 - + Bladveerscharnieren aan weerszijden volgen de natuurlijke buiging van de knie
 - + U-vormige pelotte draagt bij aan stabilisatie van de knieschijf
 - + Heeft een zeer goed positiebehoud
 - + Is zeer slank
-
- Biedt matige voor-achterwaartse ondersteuning