

Push ortho AFO Rechts 2

Art: 232322 | Merk: **PUSH**



€ 283,10

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De Push AFO biedt een uitstekende ondersteuning bij een verstoring van de voetheffing tijdens lopen. Het vernieuwende ontwerp zorgt voor een natuurlijk looppatroon en maakt veilig en efficiënt lopen weer mogelijk. De Push AFO is een enkelvoetorthese die in een unieke combinatie van functies de voet heft tijdens de zwaai fase, de plantairflexie vertraagt na de haklanding en het afwikkelen van de voet vervolgens vrij laat. Tevens biedt de orthese zijdelingse stabiliteit aan het enkelgewricht. **INDICATIES**

- Verminderde controle van de voetheffers tijdens de zwaai fase en de loading response (heelstrike / foot flat) eventueel in combinatie met enkelinstabiliteit.
- Aandoeningen waarbij uitval van de voetheffers kan voorkomen zijn: CVA, hernia, multiple sclerose, postpoliosyndroom, spierdystrofie, ruggenmergletsel.

CONTRA-INDICATIES

- Uitval of gebrek aan controle van de kuitmusculatuur, matige tot zware spasticiteit, extreme spitsvoet, voetdeformaties.

- + Licht in gewicht.
- + Geeft geen drukpunten door soepele schaal.
- + Maakt wandelen efficiënt en veilig.
- + Natuurlijk looppatroon blijft behouden.
- + Individuele aanpasbaarheid van de band rond de kuit en lengte voetzool.
- + Makkelijk onder de kledij (broek) te dragen.
- + De elastische banden maken een aanpassing van de ondersteuning van de voet mogelijk, evenals een ondersteuning van de varus/valgus.
- + Zeer comfortabel, weinig stijf materiaal.
- + Machinewasbaar.

- Door het volume kan de brace best gedragen worden in een sportieve schoen met veters.
- Bij spasticiteit en deformaties, kies dan een ander type voetheffer.