

Relax Onrusthekbeschermer Fr zonder flap - grijs - 35 ADVYS x 200 cm

Art: 381703 | Merk: RELAX

€ 186,80

Stukprijs incl. BTW.

Productinformatie

De onrusthekbeschermers FR worden over de onrusthekken van het bed geplaatst. Deze zorgen ervoor dat de patiënt een grote bewegingsvrijheid heeft zonder zich te kwetsen aan de onrusthekken. Het verplegend personeel kan de patiënt comfortabel verzorgen. De beschermers zijn eenvoudig en snel te bevestigen via de ritsluiting. Ze zijn vervaardigd uit PU stof met zachte vulling van vaste watten op doek. Zowel de buitenstof als de watten zijn brandvertragend. De onrusthekbeschermer is sterk, ondoordringbaar, anti-allergisch en huisstofmijtwerend. **VULLING:**

- 100% FR polyester 250gr/m²
- Permanente brandvertragende eigenschap

UITVOERING:

- Stof: 58% polyester - 42% PU FR 210 gr/m²
- Permanente brandvertragende eigenschap
- Fire Resist spiraal rits
- Wasbaar op 40°C

BESCHIKBAAR IN 2 TYPES:

- Zonder insteekflap
- Met insteekflap om de ruimte tussen matras en onrusthek extra goed af te sluiten

Mogelijke opties aan te vragen via email:

- Kliksluiting of klittenbandfixatie in plaats van rits