

Elektrode zelfklevend - Qines - diam. 3 cm (4 st)

Art: 577050 | Merk: QINES



€ 6,95

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De herbruikbare kleefelektrodes van Qines zijn hoogwaardige zelfklevende elektrodes voor elektrostimulatie, tens en EMG-biofeedback.

- De elektrode stickers kleeft u rechtstreeks op de huid.
- De kleefelektroden zijn latexvrij.
- Passen elektrodekabels met 2 mm uitgang.
- Vier stickerelektroden in 1 verpakking.
- Verkrijgbaar in 4 verschillende formaten.